

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1626—2005

SN/T 1626—2005

进出口肉及肉制品中甲硝唑、替硝唑、 奥硝唑、罗硝唑、二甲硝咪唑、塞克硝唑 残留量测定方法 高效液相色谱法

Determination of metronidazole, tinidazole, ornidazole,
ronidazole, dimetridazole and secnidazole residues in meat and meat products
for import and export—HPLC

中华人民共和国出入境检验检疫
行业标准
进出口肉及肉制品中甲硝唑、替硝唑、
奥硝唑、罗硝唑、二甲硝咪唑、塞克硝唑
残留量测定方法 高效液相色谱法
SN/T 1626—2005

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com
电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字
2005年11月第一版 2005年11月第一次印刷

*
书号: 155066·2-16470 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



SN/T 1626-2005

2005-08-18 发布

2006-02-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

ing to formula (1)

$$X = \frac{(A - A_0) \cdot c \cdot V}{A_s \cdot m} \dots\dots\dots(1)$$

where:

X —the residue of nitroimidazoles in test sample, mg/kg;

A —the peak area of analyte of the sample solution, mm²;

A_0 —the peak area of blank test, mm²;

A_s —the peak area of analytes of the standard solution, mm²;

c —the concentration of nitroimidazoles in standard solution, μg/mL;

V —the final volume of the sample solution, mL;

m —the corresponding mass of test sample in the final solution, g.

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国河北出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:王凤池、马振栋、郭春海、吕红英、艾连峰。

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

4 Limit of determination and recovery

4.1 Limit of determination

The limit of determination of this method is 1 μg/kg.

4.2 Recovery

The recovery range of DMOH is 72.70% to 83.86%; the recovery range of RMZ is 65.7% to 86.35%; the recovery range of AMZ is 69.85% to 87.14%; the recovery range of SNZ is 72.70% to 83.86%; the recovery range of DMZ is 75.75% to 91.46%; the recovery range of TNZ is 81.00% to 90.10%; the recovery range of ONZ is 92.73% to 117.40%, when fortified at the concentration of 0.1 mg/kg, 0.5 mg/kg and 1.0 mg/kg.

The recovery range of DMOH is 81.10% to 93.50%; the recovery range of RMZ is 62.20% to 82.40%; the recovery range of AMZ is 76.68% to 89.60%; the recovery range of SNZ is 76.80% to 88.60%; the recovery range of DMZ is 73.40% to 97.20%; the recovery range of TNZ is 93.50% to 99.50%; the recovery range of ONZ is 79.503% to 94.00%, when fortified at the concentration of 0.1 mg/kg, 0.5 mg/kg and 1.0 mg/kg.

3.2.17 SCX solid-phase extraction cartridge: 5 mL acetic acid-ethyl acetate (5+95) pass the cartridge to condition. If there is interference in blank test, the cartridge should be washed as follows: 10 mL ammonium hydroxide-acetonitrile (5+95), 0.1 mol/L hydrochloric acid, 20 mL deionized water, 3 mL methanol and 5 mL acetic acid-ethyl acetate (5+95). In this process, the SCX cartridge should keep wet and leave about 1 cm high solution in cartridge. Then connect a reservoir the bottom of which is stuffed with degrease cotton to the top of cartridge.

3.3 Apparatus and equipment

3.3.1 High-performance chromatography: equipment with UV detector.

3.3.2 Ultrasonic cleanser.

3.3.3 Vortex shaker.

3.3.4 Rotary vacuum evaporator.

3.3.5 Nitrogen evaporator.

3.3.6 Homogenizer.

3.3.7 Centrifuge: the max rotate speed is 5 000 r/min.

3.3.8 Vacuum manifold processing station.

3.4 Procedure

3.4.1 Extraction

Weigh ca 5 g of test sample (accurate to 0.01 g) into a 50 mL centrifuge tube, add 20 mL ethyl acetate, homogenize 1 min, extract for 5 min in ultrasonic bath and centrifuge for 5 min at 3 000 r/min. Transfer the extraction into the heart-shape flask and extract once more with another 20 mL ethyl acetate and combine the extraction into the same flask.

3.4.2 Clean-up

Evaporate the exaction to almost dryness (not complete dryness) using rotary vacuum evaporator at 40 °C. Dissolve the residues with 5 mL acetic acid-ethyl acetate(5+95), transfer the solution into the reservoir above the conditioned SCX cartridge. Dissolve the residues again with 5 mL acetic acid-ethyl acetate(5+95) and pour into the same reservoir. Then let the solution pass the cartridge at the speed of 2 mL/min. After drop over, wash the cartridge with 2.5 mL acetone, 5 mL methanol, 5 mL acetonitrile in turn, finally elute the cartridge with 5 mL ammonium hydroxide-acetonitrile (5+95), discard the prime 2 mL elution and collect the left elution with 10 mL glass flask. Evaporate elution to dryness with nitrogen evaporator at 40 °C. Residues are dissolved with 1.0 mL deionized water in ultrasonic bath and mix well by vortex shaker. Then the solution is passed through 0.45 μm

进出口肉及肉制品中甲硝唑、替硝唑、 奥硝唑、罗硝唑、二甲硝咪唑、塞克硝唑 残留量测定方法 高效液相色谱法

1 范围

本标准规定了肉及肉制品中罗硝唑、二甲硝咪唑及其共同的代谢物、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑 7 种硝基咪唑残留量的高效液相色谱测定方法。

本标准适用于鸡肉、猪肉中罗硝唑、二甲硝咪唑及其共同的代谢物、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑残留量的测定。

2 样品处理

将实验室样品用绞肉机全部绞碎。样品量太大时从每块样品上取代表性的部分,然后全部绞碎,混合均匀后,分为两份,一份进行测定,另一份装入密闭容器内, -18℃ 冷冻避光保存。

3 测定方法

3.1 方法提要

试样中的硝基咪唑残留用乙酸乙酯提取,通过 SCX 柱净化后,用配有紫外检测器的高效液相色谱仪测定,外标法定量。

3.2 试剂和材料

除另有规定外,所用试剂均为 HPLC 级,水为高纯水。

3.2.1 乙腈。

3.2.2 甲醇。

3.2.3 丙酮。

3.2.4 乙酸乙酯。

3.2.5 浓盐酸:优级纯。

3.2.6 冰乙酸:优级纯。

3.2.7 氨水:分析纯。

3.2.8 盐酸:0.1 mol/L,吸取浓盐酸 0.83 mL,用水定容于 100 mL 容量瓶中。

3.2.9 乙酸-乙酸乙酯(5+95):5 mL 冰乙酸用乙酸乙酯定容至 100 mL。

3.2.10 氨水-乙腈(5+95):5 mL 氨水用乙腈定容至 100 mL。

3.2.11 0.45 μm 滤膜。

3.2.12 7 种硝基咪唑标准品:纯度≥98.0%,其中罗硝唑和二甲硝咪唑的代谢物为 1-甲基-2-羟甲基-5-硝基咪唑(简称为 DMZO)。H)

3.2.13 标准储备液:分别称取每种硝基咪唑标准品各 10 mg(准确至 0.1 mg),用甲醇溶解,并分别定容到 10 mL 棕色容量瓶中,混匀,该溶液的浓度为 1 mg/mL。避光-18℃ 冷冻保存,保存期为 1 年。

3.2.14 混合标准中间液 I:取每种标准储备液各 1 mL,移入 100 mL 棕色容量瓶中,用甲醇定容。该溶液浓度为 10 μg/mL。避光-18℃ 冷冻保存,保存期为 1 年。

3.2.15 混合标准中间液 II:取 1 mL 混合标准中间液 I 于 100 mL 棕色容量瓶中,用水稀释至刻度。该溶液浓度为 100 ng/mL。置于冰箱中 1℃~4℃ 下避光保存,保存期为 3 个月。