

GB/T 18625—2002

(A.1.2)于梯度混合器的初始液瓶中,加 150 mL 0.1 mol/L pH6.0 磷酸缓冲液(A.1.1)于梯度混合器的高浓度液瓶中。连接柱层析装置,以 2 mL/min 流速做梯度洗脱,收集后 1/2 流出液。

#### A.3.4 冷冻干燥

将 A.3.3 中的流出液用冷冻干燥机干燥成干粉,以 0.2 g/瓶封装于安瓿瓶中备用,于 4℃ 冰箱中可保存 1 年有效。

GB/T 18625—2002

ICS 67.040.10  
C 53




中华人民共和国国家标准

GB/T 18625—2002

## 茶中有机磷及氨基甲酸酯农药 残留量的简易检验方法 酶抑制法

Method for simple determination of organophosphorus and  
carbamate pesticide residues in tea—Enzyme inhibition method



GB/T 18625-2002

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066·1-18310

定价: 8.00 元

2002-01-28 发布

2002-06-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

**附录 A**  
(规范性附录)  
**胆碱酯酶粉的制备**

**A.1 试剂****A.1.1 0.1 mol/L pH6.0 磷酸缓冲液**

0.1 mol/L 磷酸氢二钠溶液:17.56 g 磷酸氢二钠( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )溶于 1 000 mL 水中。

0.1 mol/L 磷酸二氢钠溶液:13.80 g 磷酸二氢钠( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )溶于 1 000 mL 水中。

将 12.3 mL 0.1 mol/L 磷酸氢二钠溶液与 87.7 mL 0.1 mol/L 磷酸二氢钠溶液混合,即为 0.1 mol/L pH6.0 磷酸缓冲液。

**A.1.2 0.005 mol/L pH6.0 磷酸缓冲液**

取 50 mL 0.1 mol/L pH6.0 磷酸缓冲液(A.1.1),加水稀释至 1 000 mL。

**A.1.3 0.5 mol/L 氢氧化钠-0.5 mol/L 氯化钠溶液**

1.0 mol/L 氢氧化钠溶液:取 40 g 氢氧化钠溶于 1 000 mL 水中。

1.0 mol/L 氯化钠溶液:取 58.5 g 氯化钠溶于 1 000 mL 水中。

将上两液 1:1 混合,即得 0.5 mol/L 氢氧化钠-0.5 mol/L 氯化钠溶液。

**A.1.4 0.5 mol/L 盐酸-0.5 mol/L 氯化钠溶液**

1.0 mol/L 盐酸溶液:取 83.33 mL 浓盐酸溶于 1 000 mL 水中。

将 1.0 mol/L 盐酸溶液与 1.0 mol/L 氯化钠溶液 1:1 混合,即得 0.5 mol/L 盐酸-0.5 mol/L 氯化钠溶液。

**A.1.5 羧甲基纤维素(CM-纤维素)干粉****A.2 装置**

**A.2.1 梯度混合器:**两瓶连通式,每瓶容量 200 mL。

**A.2.2 柱层析系统:**1.5×40 cm 玻璃层析柱,流量可达 2 mL/min 蠕动泵。

**A.2.3 冷冻干燥机。**

**A.3 程序****A.3.1 羧甲基纤维素的处理**

取 10 g 羧甲基纤维素(CM-纤维素)干粉置于烧杯中,加入 100 mL 0.5 mol/L 氢氧化钠-0.5 mol/L 氯化钠溶液,混匀,静置 15 min 后,用布氏漏斗抽滤,水洗滤饼至中性。将此滤饼再悬浮于 100 mL 1 mol/L 盐酸溶液中,混匀,静置 10 min 后再用布氏漏斗抽滤,水洗滤饼至中性。再将滤饼悬浮于 100 mL 0.5 mol/L 盐酸-0.5 mol/L 氯化钠溶液中,混匀,静置 15 min 后用布氏漏斗抽滤,水洗滤饼至中性。将滤饼悬浮于 0.005 mol/L pH6.0 磷酸缓冲液(A.1.2)中。

**A.3.2 胆碱酯酶的提取**

取 50 g 新鲜食用面粉置三角瓶中,加 250 mL 蒸馏水,振荡 30 min。

静置 30 min 以上,取上清液经 5 000 r/min 离心 20 min。

收集上清液用冷冻干燥机浓缩至 20 mL 左右,为胆碱酯酶粗提液,保存于冰箱中待纯化。

**A.3.3 胆碱酯酶粗提液的纯化**

将处理好的羧甲基纤维素悬浮液加入层析柱中,加 150 mL 0.005 mol/L pH6.0 磷酸缓冲液

中华人民共和国  
国家标准  
茶中有机磷及氨基甲酸酯农药  
残留量的简易检验方法 酶抑制法

GB/T 18625—2002

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 10 千字

2002 年 4 月第一版 2002 年 4 月第一次印刷

印数 1—3 000

\*

书号:155066·1-18310 定价 8.00 元

网址 www.bzcs.com

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 5.2 氧化

取 0.5 mL 丙酮提取液于 5 mL 烧杯中,吹干后加 0.3 mL 缓冲液溶解。加入氧化剂 0.1 mL,摇匀后放置 10 min。再加入还原剂 0.3 mL,摇匀。

## 5.3 酶解

加入酶液 0.2 mL,摇匀,放置 10 min,再加入底物溶液 0.2 mL,显色剂 0.1 mL,放置 5 min 后测定。

## 5.4 测定

分光光度计波长调至 600 nm,其他按常规操作,读取测定值。

## 6 结果

### 6.1 测定结果的使用

当测定值在 1.0 以下时,为未检出。

当测定值在 1.0~1.3 之间时,为可能检出,但残留量较低。

当测定值为 1.3 以上时,为检出。

测定值与农药残留量正相关,测定值越高时,说明农药残留量越高。

### 6.2 方法最低检出浓度

本方法最低检出浓度见表 1。

表 1 最低检出浓度

单位为毫克每千克

农药	最低检出浓度	农药	最低检出浓度
敌敌畏	2.0	对硫磷	10.0
甲基对硫磷	3.0	敌百虫	2.0
乐果	3.0	氧化乐果	1.0
辛硫磷	3.0	伏杀磷	1.5
内吸磷	1.0	甲胺磷	20
乙酰甲胺磷	2.0	二嗪磷	5.0
呋喃丹	4.0	西维因	2.0
抗蚜威	1.2		

## 前 言

本标准在制定过程中主要参考了以下标准:

美国公职分析化学师协会 AOAC 12<sup>th</sup> 29.049-29.055《食品中有机磷农药残留测定——胆碱酯酶抑制法》。

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由辽宁省质量技术监督局提出。

本标准由沈阳农业大学、沈阳市质量技术监督局苏家屯分局负责起草。

本标准主要起草人:周艳明、高淑英、张会娟、王晓光、李亮亮、吴小琳、牛森。