



中华人民共和国国家标准

GB/T 29662—2013

GB/T 29662—2013

化妆品中曲酸、曲酸二棕榈酸酯的测定 高效液相色谱法

Determination of kojic acid and kojic dipalmitate in cosmetics—
High performance liquid chromatography

中华人民共和国
国家标准
化妆品中曲酸、曲酸二棕榈酸酯的测定
高效液相色谱法
GB/T 29662—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2013年10月第一版 2013年10月第一次印刷

*

书号: 155066·1-47573 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 29662-2013


2013-09-06 发布

2014-02-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

附录 B
(资料性附录)

曲酸二棕榈酸酯标准物质的液相色谱图



说明:

2——曲酸二棕榈酸酯,保留时间为 6.316 min。

图 B.1 曲酸二棕榈酸酯标准物质的液相色谱图

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国香料香精化妆品标准化技术委员会(SAC/TC 257)归口。

本标准起草单位:上海市日用化学工业研究所、大连市产品质量监督检验所、上海家化联合股份有限公司。

本标准主要起草人:崔俭杰、李琼、沈敏、毛希琴、胡侠、刘超、徐伟东。

4.4.2 色谱条件

高效液相色谱测定的参考条件如下：

- a) 高效液相色谱仪,配有二极管阵列检测器、金属管路、金属密封垫；
- b) 色谱柱:C₁₈柱,不锈钢柱,250 mm×4.6 mm(内径),5 μm(粒径),或相当者；
- c) 流动相:甲醇:四氢呋喃=75:25；
- d) 流速:1.0 mL/min；
- e) 柱温:30 ℃；
- f) 检测波长:252 nm；
- g) 进样量:5 μL。

4.4.3 标准工作曲线绘制

将曲酸二棕榈酸酯标准工作溶液(4.2.5),按色谱条件(4.4.2)进行测定,以色谱峰的峰面积为纵坐标,对应的溶液浓度为横坐标作图,绘制标准工作曲线。标准物质色谱图见附录 B。

4.4.4 试样测定

将试样溶液(4.4.1)按色谱条件(4.4.2)进行测定,记录色谱峰的保留时间和峰面积,用外标法定量。样品溶液中的被测物的响应值应在仪器测定的线性范围之内。被测物含量高的试样可取适量试样溶液用流动相稀释后进行测定。

4.4.5 定性确证

液相色谱仪对样品进行定性测定,进行样品测定时,如果检出曲酸的色谱峰的保留时间与标准品相一致,并且在扣除背景后的样品色谱图中,该物质的紫外吸收图谱与标准品的紫外吸收图谱相一致,则可确认样品中存在曲酸二棕榈酸酯。

4.4.6 空白试验

除不称取样品外,均按上述步骤同时完成空白试验。

4.4.7 平行试验

按上述步骤,对同一样品进行平行实验测定。

4.5 结果计算

结果按式(2)计算,计算结果应扣除空白值:

$$X_j = \frac{c_j \times V_j}{1\ 000\ m_j} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中:

- X_j ——样品中曲酸的质量浓度,%;
 c_j ——标准曲线查得曲酸的浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);
 V_j ——样品稀释后的总体积,单位为毫升(mL);
 m_j ——样品质量,单位为克(g)。

4.6 回收率和精密度

曲酸二棕榈酸酯含量在0.4%~2.0%范围,回收率在95%~105%之间,相对标准偏差小于10%。

4.7 允许差

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对值差不得超过算数平均值的10%。

化妆品中曲酸、曲酸二棕榈酸酯的测定 高效液相色谱法

1 范围

本标准规定了化妆品中曲酸及其衍生物曲酸二棕榈酸酯的测定方法。

本标准适用于化妆品中曲酸的测定,检出限为0.01%,定量限为0.1%。

本标准适用于化妆品中曲酸二棕榈酸酯的测定,检出限为0.04%,定量限为0.4%。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 化妆品中曲酸的测定

3.1 原理

以流动相-甲醇与1%醋酸水溶液(10:90)为溶剂,超声提取、离心,0.45 μm的滤膜过滤,溶液注入配有二极管阵列检测器(DAD)的液相色谱仪检测,外标法定量。

3.2 试剂和材料

除非另有规定,所用试剂均为分析纯。水为GB/T 6682规定的一级水。

3.2.1 甲醇:色谱纯。

3.2.2 曲酸:纯度不小于98%。

3.2.3 醋酸。

3.2.4 1%醋酸水溶液:取10 mL冰醋酸,定容至1 000 mL。

3.2.5 流动相:甲醇:1%醋酸水溶液=10:90。

3.2.6 曲酸标准储备液:准确称取0.1 g(精确到0.000 1 g)曲酸于50 mL烧杯中,加1%的醋酸水溶液溶解后,移入100 mL容量瓶中,用1%的醋酸水溶液定容至刻度,即得曲酸溶液浓度为1 000 mg/L的标准储备液。密封阴凉处保存3个月。

3.2.7 标准工作溶液:分别移取标准储备液(3.2.6)0.2 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL于5个10 mL容量瓶中,用流动相(3.2.5)定容至刻度,配成一系列浓度分别为0.02 mg/mL、0.05 mg/mL、0.1 mg/mL、0.2 mg/L、0.5 mg/L的标准工作溶液。

3.3 仪器和设备

3.3.1 高效液相色谱仪,配有二极管阵列检测器。

3.3.2 微量进样器,10 μL。

3.3.3 超声波清洗器。