

口蹄疫病毒（O 型）抗体高敏荧光免疫分析 操作规程

Detection of foot and mouth disease virus (O type) antibody by hypersensitive
fluorimetric immunoassay

地方标准信息服务平台

2021 - 11 - 23 发布

2022 - 02 - 23 实施

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	1
5 仪器与试剂	1
6 口蹄疫病毒（0 型）抗体高敏荧光检测卡的制备	2
7 检测	3
8 判定标准	4
附录 A（规范性） 试剂的配制	5
附录 B（资料性） 口蹄疫病毒（0 型）抗体高敏荧光检测卡装配示意图	6

地方标准信息服务平台

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福州海关提出并归口。

本文件起草单位：福州海关技术中心、成都微瑞生物科技有限公司、厦门市翰均科检测科技有限公司、上海德雨航生物科技有限公司、一品一码检测（福建）有限公司。

本文件主要起草人：郑腾、张体银、吴冠英、吴俊清、章键、谢向机、张志灯、唐寰宇、林杰、王武军、庄锴、李宋钰、邱金生。

地方标准信息服务平台